

유세포측정용 Apc 토끼 항마우스 Cd86 단클론 항체 - P42082

품목 번호: CM0008264

소개

마우스 CD86(B7-2)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 마우스 CD86의 아미노산 24-245를 표적으로 합니다. T 세포 활성화 및 공동자극에 대한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD86 단클론 항체
비고/별칭	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
종	마우스
유전자ID (인간)	942
유전자ID	12524
면역원	마우스 CD86 (NP_062261.3)의 아미노산 24-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P42082
단백질 분자량	35 kDa
배송 방식	아이스백