

유세포 분석용 Apc 토끼 항-마우스 Cd93 단일클론 항체 - O89103

품목 번호: CM0004720

소개

마우스 CD93(C1qR, AA4)에 대한 APC 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 적합하며, 식세포 작용, 내피 세포 기능 및 혈관 신생 연구를 가능하게 합니다. 로트 간 재현성이 뛰어납니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD93 mAb
비고/별칭	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
종	마우스
유전자 ID (인체)	22918
유전자 ID	17064
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD93의 아미노산 23-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034870.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O89103
단백질 중량	69kDa
배송	아이스팩