

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 Cd96/Tactile 단클론 항체 - Q3U0X8

품목 번호: CM0011436



소개

유세포분석법용 마우스 CD96/TACTILE에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다. 면역 반응 중 NK 세포 부착에 관여하는 T 세포 표면 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD96/TACTILE mAb
비고/별칭	Tactile; 1700109I12Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	10225
GeneID	84544
면역원(Immunogen)	마우스 CD96/TACTILE (NP_115854.2)의 아미노산 35-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q3U0X8
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)