

Apc Rabbit Anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd 단일클론항체 (Fc용) - P01902/P01900

품목 번호: CM0012167



소개

마우스 H-2Kd/H-2Dd MHC 클래스 I 분자를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석에 검증되었으며, 면역 세포 분류, 항원 제시 연구 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd mAb
비고/별칭	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
종	마우스
유전자 ID (마우스)	14972/14964
면역원	마우스 H-2Kd/H-2Dd (NP_612564.1)의 아미노산 26-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01902/P01900
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백