

Apc Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 Monoclonal Antibody For Fc - Q9Wvs0

품목 번호: CM0011084

소개

마우스 ICOS/CD278 (UniProt Q9WVS0)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T세포 공동자극, 여포 도움 T세포 분화 및 관련 면역학적 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
비고/별칭	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	29851
GeneID	54167
면역원(Immunogen)	마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	Q9WVS0
단백질 분자량	23KDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)