


## Fc용 Apc 토끼 항-마우스 IgG1 단일클론 항체 - P01868

품목 번호: CM0004892



### 소개

마우스 IgG1 불변 영역을 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야를 위해 설계된 이 항체는 연구 및 진단 워크플로우에서 마우스 IgG1을 특이적으로 검출합니다. 면역분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명        | APC 토끼 항-마우스 IgG1 mAb                                   |
| 비고/별칭      | IgG1                                                    |
| 종(Species) | 마우스(Mouse)                                              |
| 면역원        | 마우스 IgG1(P01868)의 아미노산 98-324에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼(Rabbit)                                              |
| 카테고리       | 단일클론 항체                                                 |
| 응용         | FC                                                      |
| 교차 반응성     | 마우스(Mouse)                                              |
| SWISS      | P01868                                                  |
| 단백질 분자량    | 36kDa                                                   |
| 배송         | 아이스 팩(Ice bag)                                          |