

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 IgG2B 단일클론 항체 - P01867-2

품목 번호: CM0006496

소개

마우스 IgG2b 중쇄(constant region)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다. 면역학 연구, 진단 검사 개발 및 B 세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 IgG2b mAb
비고/별칭	IgG2b; Igh-3; gamma2b
종(Species)	마우스
유전자 ID	16016
면역원(Immunogen)	마우스 IgG2b (P01867-2)의 아미노산 14-113 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01867-2
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백