

세포 내 유세포 분석용 Apc 토끼 항-마우스 IL-13 단일클론 항체 - P20109

품목 번호: CM0011144

소개

마우스 IL-13을 표적으로 하는 APC 결합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 연구 모델에서 알레르기성 염증, Th2 반응 및 IL-13 신호 전달 경로를 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC 토끼 항-마우스 IL-13 mAb
비고/별칭	IL-13
종	마우스
GeneID (사람)	3596
GeneID (마우스)	16163
면역원	마우스 IL-13의 아미노산 20-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_032381.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P20109
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩