

유세포 분석(세포내)용 Apc Rabbit Anti-Mouse Il-17A 단일클론 항체 - Q62386

품목 번호: CM0005593

소개

마우스 IL-17A를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포내 유세포 분석에 검증되었습니다. 염증, 숙주 방어, 상피 장벽 무결성에 관여하는 주요 Th17 사이토카인인 마우스 IL-17A와 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse IL-17A mAb
비고/별칭	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
종	마우스
GeneID (Human)	3605
GeneID	16171
면역원	마우스 IL17A의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_034682.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62386
단백질 분자량	17 kDa
배송	아이스백