

유세포 분석용 Apc 토끼 항-마우스 Il1R1/Cd121A 단일클론 항체 - P13504

품목 번호: CM0011941

소개

마우스 IL1R1/CD121a에 대한 APC 접합 토끼
단일일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다.
면역 및 신경 연구에서 인터루킨-1 수용체 발현
프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 IL1R1/CD121a mAb
비고/별칭	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	3554
GeneID	16177
항원(Immunogen)	마우스 IL1R1/CD121a (NP_032388.1)의 아미노산 20-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13504
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스 백(Ice bag)