


Apc 토끼 유래 마우스 항 KlrG1/Mafa 단클론 항체 (Fc용) - O88713

품목 번호: CM0006006



소개

마우스 KLRG1/MAFA를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 적합합니다. 아미노산 57-188번을 포함하는 재조합 면역원을 사용했습니다. NK 세포와 활성화된 CD8 T 세포에서 발현되며 면역 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 유래 마우스 항 KLRG1/MAFA 단클론 항체
비고/별칭	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
반응 종	마우스
인간 유전자 ID	10219
유전자 ID	50928
면역원	재조합 단백질: 마우스 KLRG1/MAFA (NP_058666.1)의 아미노산 57-188번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS PROT	O88713
단백질 분자량	21kDa
운송 조건	아이스 팩