

유세포 분석용 Apc 토끼 항마우스 Ly-6C 단클론 항체 - P0Cw02

품목 번호: CM0009085

소개

마우스 Ly-6C(Ly6c1)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었고 마우스에 특이적이며 약 15 kDa 단백질 분자량을 가집니다. 면역 세포 프로파일링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 Ly-6C mAb
비고/별칭	Ly6c; Ly-6C; Ly-6Cl
종	마우스
유전자 ID	17067
면역원	마우스 Ly-6C 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001238984.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P0CW02
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩