

유세포 분석용 Apc 토끼 항-마우스 Podoplanin 단일클론 항체 - Q62011

품목 번호: CM0008280



소개

유세포 분석용 APC 결합 토끼 항-마우스 Podoplanin 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었으며; 면역원은 아미노산 21-133을 포함합니다. 림프, 종양 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 Podoplanin mAb
비고/별칭	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	10630
GeneID (마우스)	14726
면역원	마우스 Podoplanin (NP_034359.2)의 아미노산 21-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62011
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩