


Apc Rabbit Anti-Mouse Tim-1/Kim-1/Havcr Monoclonal Antibody For Fc - Q5Qns5

품목 번호: CM0005909



소개

유세포 분석을 위한 마우스 TIM-1/KIM-1/HAVCR를 타겟으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 재조합 면체원(aa 22-237)으로 특이성을 보장합니다. 면역학, 신장 손상 및 세포 사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR mAb
비고/별칭	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
종	Mouse
GeneID (인간)	26762
GeneID	171283
면역원	마우스 TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2)의 아미노산 22-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q5QNS5
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩