

Apc Rabbit Anti-Mouse Tnf-A 단일클론항체 (세포내 유세포 분석용) - P06804

품목 번호: CM0011495



소개

마우스 TNF- α 에 특이적인 APC 접합 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 마우스 TNF- α (캐썬틴, TNFSF2)를 높은 친화력으로 검출합니다. 염증, 면역학, 사이토카인 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse TNF- α mAb
비고/별칭	DIF; Tnfa; TNF- α ; TNFSF2; Tnlgf; Tnfsfla; TNFalpha; TNF-alpha
종	Human
GeneID (Human)	7124
GeneID	21926
면역원	마우스 TNF- α (NP_038721.1)의 아미노산 80-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06804
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백