

Apc 토끼 유래 마우스/인간 Cd55 단클론 항체 (Fc용) - Q61475

품목 번호: CM0008724

소개

GPI 고정 보체 억제인자인 마우스 및 인간 CD55(붕괴촉진인자)를 인식하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석 기반 보체 조절 경로 분석에 적합합니다. UniProt Q61475.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | APC 토끼 유래 마우스/인간 CD55 단클론 항체                                      |
| 비고/별칭      | Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF                                       |
| 종          | 마우스                                                               |
| 유전자ID (인간) | 1604                                                              |
| 유전자ID      | 13136                                                             |
| 면역원        | 마우스 CD55/DAF (NP_034146.2)의 아미노산 35-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | 유세포분석(FC)                                                         |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                           |
| SWISS      | Q61475                                                            |
| 단백질 분자량    | 42KDa                                                             |
| 배송 방식      | 아이스백                                                              |