

유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd54 (Icam-1) 단일클론 항체 - P13597

품목 번호: CM0009747

소개

마우스/랫드 CD54 (ICAM-1)를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 마우스 및 랫드 교차 반응성이 검증되었습니다. 백혈구 부착 및 이동 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse/Rat CD54 mAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	마우스
GeneID (Human)	3383
GeneID	15894
면역원	마우스 CD54 (NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩