

Apc 토끼 IgG 아이소타입 대조군 - Apc 토끼 IgG 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0008133

소개

유세포분석(FC) 적용을 위한 APC 접합 토끼 IgG 아이소타입 대조군 단클론 항체입니다. 면역형광 염색 패널에서 일치하는 음성 대조군으로 이상적이며, 분석 특이성과 배경 평가를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 IgG 아이소타입 대조군
면역원	합성 펩티드 (토끼 IgG 아이소타입 대조군 유래 합성 펩티드)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백