

유세포측정용 Apc 래트 항마우스 Cd45R/B220 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0005861

소개

마우스 CD45R/B220(백혈구 공통 항원, P06800)을 표적으로 하는 APC 접합 래트 단클론 항체입니다. B 세포 검출 및 T 세포 활성화 연구를 위한 유세포측정(FC)에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 래트 항마우스 CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
유전자ID (인간)	5788
유전자ID	19264
면역원	재조합 단백질 마우스 CD45R/B220의 재조합 단백질
기원	래트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스 팩