

유세포 분석용 Apc 래트 항-마우스 Cd86 단일클론 항체 - P42082

품목 번호: CM0005298

소개

유세포 분석용 마우스 CD86 (B7-2)를 표적하는 APC 접합 래트 단일클론 항체입니다. CD86은 T 세포 활성화 및 면역 조절에 필수적인 항원 제시 세포의 공동자극 분자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 래트 항-마우스 CD86 mAb
비고/별칭	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
종	마우스
GeneID (인간)	942
GeneID (마우스)	12524
면역원	마우스 CD86 재조합 단백질
공급원	래트
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P42082
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩