

유세포측정용 Apc 랫드 항-마우스 F4/80 단클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0005846

소개

마우스 F4/80(Adgre1/EMR1)을 특이적으로 표적하는
고품질 APC 접합 랫드 단클론 항체로, 유세포측정에
대해 검증되었습니다. 마우스 시료에서 대식세포 검출에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 랫드 항-마우스 F4/80 단클론 항체
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
종	마우스
인간 유전자ID	2015
유전자ID	13733
면역원	마우스 F4/80 재조합 단백질
기원	랫드
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송 방법	아이스백