

Apc Rat Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 단일클론항체, Fc용 - P35461 / P0Cw02

품목 번호: CM0007912

소개

마우스 Ly-6G/Ly-6C(Gr-1)를 표적하는 APC 접합 랫 단일클론항체로, 유세포분석법(FC)에 대해 검증됨. 마우스 골수 및 말초혈액 샘플에서 과립구 및 단핵구의 면역표현형 분석에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
비고/별칭	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
종	마우스
GeneID	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
면역원	마우스 Ly-6G/Ly-6C(Gr-1) 유래 합성 펩타이드
원천	랫
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461 / P0CW02
단백질 분자량	15kDa / 8kDa
배송	아이스백