

유세포 분석용 Apc 쥐 항-마우스 Ly6G 단일클론 항체 - P35461

품목 번호: CM0008604

소개

APC 접합 쥐 항-마우스 Ly6G 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 마우스 Ly6G(GPI-앵커형 세포 표면 마커)와 반응합니다. 면역표현형 분석 및 골수 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 쥐 항-마우스 Ly6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	80740
GeneID	546644
항원(Immunogen)	마우스 Ly-6G (NP_001297367.1)의 아미노산 27-105에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	쥐(Rat)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)