

유세포 분석용 Apc Rat Anti-Mouse Ter-119 단일클론 항체 - Ter-119

품목 번호: CM0012626

소개

이 APC Rat anti-Mouse TER-119 단일클론 항체는 적혈구 세포의 마우스 TER-119 항원을 유세포 분석으로 검출하도록 설계되었습니다. 면역표현형 분석 및 적혈구 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rat anti-Mouse TER-119 mAb
비고/별칭	Ter119, TER-119
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID	104231
항원(Immunogen)	마우스 TER-119 재조합 단백질
공급원(Source)	랫(Rat)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
배송	아이스 팩(Ice bag)