

유세포 분석용 Apc 스트렙타비딘 단일클론 항체 - Apc 스트렙타비딘

품목 번호: CM0004592

소개

유세포 분석 응용을 위해 설계된 APC 스트렙타비딘(SA V1, SA V2) 단일클론 항체 접합체. 종에 독립적인 교차 반응성으로 광범위한 호환성을 보장합니다. IVD 검사법 개발을 위한 신뢰할 수 있는 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC 스트렙타비딘
비고/별칭	SA V1, SA V2
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스백