

Apc 스트렙타비딘

품목 번호: CM0011197

소개

APC 스트렙타비딘은 종에 독립적 교차 반응성을 갖도록 설계된 토모 유래의 스트렙타비딘 컨쥬게이트로, 유동 세포 계측법(FC) 애플리케이션에 적합합니다. 비오틴화 프로브를 검출하는 데 이상적이며, 신뢰할 수 있는 IVD 및 연구 워크플로우를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 스트렙타비딘
비고/별칭	SA V1, SA V2
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스 팩