


유세포 분석용 Apc/Cyanine7 항-Axl 단일클론 항체 - P30530

품목 번호: CM0008169



소개

인간 AXL 수용체 티로신 키나제를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 종양학 및 바이러스학 연구에서 AXL 검출에 적합합니다. 98 kDa, 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human AXL mAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
종	인간
GeneID (인간)	558
GeneID	558
면역원	재조합 단백질 인간 AXL(NP_068713.2)의 아미노산 33-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P30530
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩