

Apc/Cyanine7 Anti-Cd185/Cxcr5 Monoclonal Antibody For Fc - P32302

품목 번호: CM0005676

소개

APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD185/CXCR5 (Burkitt lymphomas receptor 1)를 표적합니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 이 항체는 인간 샘플에서 B 세포 이동 수용체인 CXCR5의 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD185/CXCR5 mAb
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15
종 (Species)	Human
GeneID (Human)	643
GeneID	643
면역원 (Immunogen)	인간 CD185/CXCR5 (NP_033981.2)의 아미노산 1-47에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human
SWISS	P32302
단백질 분자량	42 kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)