


유세포 분석용 Apc/Cyanine7 항-Cd20 단일클론 항체 - P11836

품목 번호: CM0012456



소개

사람 및 긴꼬리원숭이 CD20을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. B세포 면역표현형 분석 및 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
비고/별칭	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
종	사람
유전자 ID (사람)	931
유전자 ID	931
면역원	사람 CD20 mAb(NP_068769.2)의 아미노산 100-200 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	사람, 긴꼬리원숭이
SWISS	P11836
단백질 중량	14kDa/33kDa
배송	아이스팩