

세포내 유세포 분석용 Apc/Cyanine7 항-Cd3E 토끼 단클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0004230



소개

인간 CD3 엡실론 사슬을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석(FC intra)에서 검증되었으며, T세포 면역표현형 분석 및 TCR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간 cCD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3E (NP_000724.1)의 아미노산 50-150 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백