

유세포분석용 Apc/Cyanine7 항-Cd45 단클론 항체 - P08575-8

품목 번호: CM0011992

소개

인간/원숭이 CD45(PTPRC)의 아이소폼 6을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증되었으며 인간 및 시노물구스 종과 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자ID (인간)	5788
유전자ID	5788
면역원	인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스 팩