

유세포 분석용 Apc/Cyanine7 항-Hla-Dra 단일클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0008845



소개

인간 HLA-DRA를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 안남원숭이 세포의 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. MHC class II 면역표현형 분석 및 T 세포 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종(Species)	사람, 안남원숭이
GeneID (사람)	3122
GeneID	3122
면역원(Immunogen)	사람 HLA-DR 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	사람, 안남원숭이
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백