


Apc/Cyanine7 Anti-Human Cd38 Rabbit Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P28907

품목 번호: CM0010588



소개

APC/Cyanine7 접합 인간 CD38 (ADPRC1/cADPR1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(FC)에 적합하며, 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 면역학, 암 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	952
GeneID	952
면역원(Immunogen)	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송(Shipping)	아이스팩