

유세포 분석용 Apc/Cyanine7 항-마우스 Cd19 단일클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0011195

소개

유세포 분석용 마우스 CD19 표적 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. B 세포에서 B 림프구 항원을 검출하며 면역학 및 B 세포 연구를 지원합니다. - P25918.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD19 mAb
비고/별칭	Cd19
종	마우스
GeneID (Human)	930
GeneID	12478
면역원	제조합 단백질 마우스 CD19의 아미노산 19~287에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_033974.2).
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩