


유세포 분석용 Apc/Cyanine7 Anti-Mouse Cd38 단일클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0009597



소개

마우스 CD38에 대한 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증됨. 림프구 활성화, 칼슘 신호 전달, 세포 접착을 포함하는 면역학 연구에 적합합니다. - P56528

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
GeneID (Human)	952
GeneID	12494
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백