

유세포 측정용 Apc/Cyanine7 항마우스 Cd45 토끼 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0008390

소개

마우스 CD45(PTPRC, 백혈구 공통 항원, Ly-5, B220)를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플의 유세포 측정 응용 분야에서 검증되었습니다. 면역 표현형 분석 및 면역 세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항마우스 CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종	마우스
인간 유전자 ID	5788
유전자 ID	19264
면역원	마우스 CD45(NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스 팩