

유세포분석용 Apc/Cyanine7 항-마우스 Cd69 단일클론 항체 - P37217

품목 번호: CM0007941

소개

마우스 CD69 (조기 활성화 항원 CD69)를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 활성화 연구 및 T세포 연구에 적합합니다. 마우스와 반응합니다. 분자량은 약 22kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스 CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	969
GeneID	12515
면역원	재조합 단백질 마우스 CD69(NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩