

APC/Cyanine7 마우스 대 인간 CD3 단클론항체 For Fc - P07766

품목 번호: CM0007870



소개

유세포 분석용 인간 CD3 엡실론 체인을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 마우스 단클론항체. 인간 CD3(TCR-CD3 복합체의 일부)과 반응합니다. T-세포 아집단 분석 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	APC/Cyanine7 마우스 대 인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID	916
면역원	인간 CD3 재조합 단백질
원천	마우스
범주	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 무게	23kDa
배송	아이스백