


APC/Cyanine7 Rabbit Anti-Human CD10 단일클론항체 (Fc용) - P08473

품목 번호: CM0005346



소개

APC/Cyanine7로 접합된 인간 CD10 (Neprilysin, CALLA)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 유효성이 확인되었습니다. 엔케팔린 분해, 심혈관 신호 전달, 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD10 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
종	인간
GeneID (Human)	4311
GeneID	4311
면역원	인간 CD10 (NP_000893.2)의 아미노산 52-750 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08473
단백질 분자량	86 kDa
배송	아이스백