

Apc/Cyanine7 Rabbit Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13591

품목 번호: CM0005874



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 특별히 설계된 인간 CD56/NCAM1을 표적하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단클론 항체입니다. 세포 부착을 매개하고 바이러스 진입 수용체로 작용하는 신경 세포 부착 분자 1(NCAM1), 약 95 kDa 막 당단백질을 인식합니다. 인간 샘플용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human CD56/NCAM1 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종 (Species)	Human
GeneID (Human)	4684
면역원 (Immunogen)	인간 CD56/NCAM1 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)