

유세포 분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항-인간 Cd61 Mab - P05106

품목 번호: CM0008544



소개

유세포 분석용 APC/Cyanine7 결합 토끼 항-인간 CD61 (인테그린 베타-3, GPIIIa) 단일클론 항체. 87 kDa, 인간 교차 반응성. 혈소판 응집, 인테그린 신호 전달 및 심혈관 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간 CD61 mAb
비고/별칭	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3690
항원	인간 CD61 (NP_000203.2)의 아미노산 21-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P05106
단백질 분자량	87 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)