


Fc용 Apc/Cyanine7 토끼 항-인간 CD71 단일클론 항체 - P02786

품목 번호: CM0011293



소개

인간 CD71(TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR)을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 트랜스페린 수용체 1을 유세포 분석으로 검출하는 데 적합합니다. 분자량은 약 85kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간 CD71 mAb
비고/별칭	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
종	인간
GeneID (인간)	7037
GeneID	7037
면역원	인간 CD71(NP_003225.2)의 아미노산 100~250번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P02786
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩