


Apc/Cyanine7 토끼 항-인간 Egfr 단클론 항체 (Fc용) - P00533

품목 번호: CM0009425



소개

APC/Cyanine7 표지된 토끼 단클론 항체로 인간 EGFR(HER1/ErbB-1)을 표적합니다. 유세포 분석법에 검증되어 종양학 및 신호 전달 연구에서 세포 표면 EGFR을 정확하게 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간 EGFR mAb
참고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	재조합 단백질 인간 EGFR(NP_005219.2)의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스팩