


유세포측정(세포내)용 Apc/Cyanine7 토끼 항인간 Ifn-감마 단클론 항체 - P01579

품목 번호: CM0008129



소개

인간 IFN-감마를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포측정에 적합하며 면역 반응, 항바이러스 방어 및 면역치료 연구를 지원합니다. 아미노산 24-166을 포함하는 면역원으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항인간 IFN-감마 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종	인간
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	3458
면역원	재조합 단백질 인간 IFN-감마(NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩