


유세포분석용 Apc/Cyanine7 Rabbit Anti-Human Tim-3/Havcr2 단클론항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0010165



소개

인간 TIM-3/HAVCR2에 특이적인 APC/Cyanine7 접합 토끼 단클론항체로, 주요 면역 체크포인트 수용체입니다. 유세포분석용으로 설계되었으며, 인간과 교차반응합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종	인간
GeneID (인간)	84868
GeneID	84868
면역원	인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백