


Fc용 Apc/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 - P08571

품목 번호: CM0009023



소개

CD14(인간/원숭이)를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 선천면역, LPS 신호전달 및 단핵구/대식세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	인간
GeneID (인간)	929
GeneID	929
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩