

유세포 분석용 Apc/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 Cd19 단일클론 항체 - Cd19

품목 번호: CM0008488

소개

인간 및 게잡이원숭이 CD19를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 특이적으로 검증되었습니다. 면역학 및 진단 연구에서 B세포 면역표현형 분석에 이상적입니다. 인간 및 게잡이원숭이와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD19 단일클론 항체
종	인간, 원숭이
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID (게잡이원숭이)	102145514
면역원	재조합 단백질 원숭이 CD19의 아미노산 20-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이
단백질 중량	63kDa
배송	아이스팩