

Fc용 Apc/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 Cd25 단일클론 항체 - P01589

품목 번호: CM0009288



소개

인간 및 시노물구스 원숭이 CD25(IL-2 수용체 알파, p55)를 표적으로 하는 APC/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 조절 T 세포(Treg) 연구를 포함한 면역 조절 연구의 유세포 분석 응용을 위해 설계되었습니다. 로트별 검증을 권장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD25 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
GeneID (인간)	3559
GeneID	3559
면역원	인간 CD25(NP_000408.1)의 아미노산 22-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩