


APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD38 Polymab® - P28907

품목 번호: CM0008964



소개

유세포 분석용 APC/Cyanine7 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD38 단일클론 항체(PolymAb®)입니다. 인간 및 긴꼬리원숭이 모델에서 CD38을 검출합니다. 면역세포 프로파일링 및 CD38 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD38 PolymAb®
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (인간)	952
면역원	재조합 단백질 인간 CD38(P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 긴꼬리원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩