


Apc/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD8A 단일클론 항체 - 유세포 분석용 - P01732

품목 번호: CM0012747



소개

유세포 분석용으로 검증된 APC/Cyanine7 결합 토끼 항-CD8a 단일클론 항체입니다. 인간 및 안대원숭이(Cynomolgus) CD8a를 인식하며, T세포 및 면역 반응 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-인간/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
표적 종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	925
항원	인간 CD8a (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간(Human), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스백